

CAVI COLLEGAMENTO PIASTRE PAZIENTE



030/C-5



030/C-5 stereo



030/C4-5



030/CVF-5



030/C-A




030/CR-5



030/C-S

CODICE	MARCA ELETTOBISTURI	MODELLO SERIE
030 / C Jack mono Ø 6,3mm	AESCULAP ALEXANDRA ALSA BERCHTOLD BIRCHTER BOVIE BURDICK CAMERON -MILLER C.E.B COBE CONCEPT DOLLEY EMS DAVOLI ERBE FASET GPS I CUATRO LAMIDEY LED MARTIN NEOMED PHILIPS RITTER / MDT SIDEVAN SOXIL THACKRAY TOURY	TM- TM401; GN360; GN350, GN300 MOD. D205 ; E 300; 500D;102/201; 2020/E, 202 MICRO 180 ; MF-100; MF 360A; 360; 380; 100; 180 ALSA EXCEL tutti; Alsatom MB1-MC; SU ELEKTROTOM; 200; 390; 400; 400 Endomatic; 530; 540; 541; 610; 618; 620; 640 772; 773; 737; 737 XL; 774 BOVIE CSV;URO;BS; 400/400;400SR;X10;X10L U-7; SU-8 26-1290 PWR 9000 – PWR 9000 MATIC TS-403 9600; 9700; 9800; 9900 COBII 203 T; 502; 503T; 505T SYSTEM 2000; 5000 Erbotom T400, T400 B/C, T300, T300 B/C, T175, T175 D/E; Erbokombi, Erbotom Endoscopi, Erbotom TUR , serie ICC , serie ACC Serie COBI tutti MEGERI 1 SUBTILEC 60; SURGILEC 400 tutti Serie 2000; Modulsystem 2000 Elektrotom 170, 170B, 170BF, 300,300B, 300BF,300F, 500, 500B, 500BF, 500F ME401,ME400, ME200 ,ELECTROM 390; 400 Serie 3000; 3000A; 3001; 3002; 3006; 3010; 3020 TS-403 SOLID STATE 400; 400 B; 400 SR SEB 2 BP 2000; X10 T300S LEM 300 CST
030/C (STEREO) Jack stereo Ø 6,3mm	BRAUN C.E.B CREMASCOLI CONTRON DANIELI DIMED FOCMA G.E.I.	tutti ; 934-D tutti EC 700 Tutti ; K90 ; K80; CCV 5000; X5; TUR 3000; 180 tutti BLUE FIRE 500 tutti
030/C4-5 spinotto Ø 4mm.	BIRTCHE ESCHMANN KIRTO VALLEYLAB	771 TD400, 411, 411S 800 – 881 (serie 76670) SSE2K, SSE3B, SSE4
030 / C-A	ALSA	ALSATOM EB-SSEM/R; EB-SS3MB/R; EB-SS4MBS/R
030 / CR	VALLEYLAB e simili ASPENLABS	Apparati con dispositivo tipo REM™ (REM è un marchio registrato dalla Valleylab) EXCALIBUR SSE2L, Force1, Force2, Force 4, Force 10, Force 20, Force 40, 4212
030/ CVF- 5	VALLEYLAB	Apparati privi del dispositivo REM
030 / CS	SIEMENS (solo cavo mt. 3)	RADIOTOM 804 ; RADIOTOM 904

I cavi piastra sono lunghi 3 mt . Se si desidera la lunghezza di mt.5, aggiungere alla fine del codice la cifra 5.
Laddove in questo depliant al termine del codice è indicato il numero 5 significa che quel cavo è disponibile solo in tale misura



cod. CR-C

Adattatore per l'uso di piastre paziente con cavo integrato tipo Valleylab su apparati con innesto a Jack, 6,3mm

HOSPITAL'S CABLES