






Un'ampia gamma di elettrodi per elettrochirurgia, monouso o riusabili, adatta a soddisfare ogni esigenza operatoria. Costruiti in acciaio inossidabile con stelo da 2,35mm Ø per essere compatibili con la maggior parte dei manipoli per elettrochirurgia. Nella versione riusabile il materiale utilizzato consente la sterilizzazione in autoclave a vapore a 134° C.

HIOSPITAL'S PEN

LOOP SEMICIRCOLARE



SQUARE LOOP




Elettrodi riutilizzabili = isolamento colore nero
Elettrodi monouso = isolamento colore blu

Gli elettrodi riutilizzabili sono fornibili sia in versione isolata con rivestimento in termoretraibile che in versione stampata.

Metodo di codificazione elettrodi a loop : Il primo gruppo di numeri indica la forma dell'elettrodo come segue:

0250= Loop semicircolare; 0260= Square loop.

Nel secondo gruppo di numeri le due cifre indicano in mm. l'altezza (A) e le seconde due la larghezza (B).
 Le ultime due cifre indicano la lunghezza (L) totale dello stelo dell'elettrodo (L13= cm 13)



	misura cm.	Codice	
		Monouso	Riusabile
LOOP SEMICIRCOLARE	1,0 x 0,5	0250-1005-13	R-0250-1005-13
	1,0 x 0,8	0250-1008-13	R-0250-1008-13
	1,0 x 1,0	0250-1010-13	R-0250-1010-13
	1,0 x 1,5	0250-1015-13	R-0250-1015-13
	1,5 x 0,5	0250-1505-13	R-0250-1505-13
	1,5 x 0,7	0250-1507-13	R-0250-1507-13
	1,5 x 1,0	0250-1510-13	R-0250-1510-13
	1,5 x 1,2	0250-1512-13	R-0250-1512-13
	1,5 x 1,5	0250-1515-13	R-0250-1515-13
	2,0 x 0,8	0250-2008-13	R-0250-2008-13
	2,0 x 1,0	0250-2010-13	R-0250-2010-13
	2,0 x 1,2	0250-2012-13	R-0250-2012-13
	2,0 x 1,3	0250-2013-13	R-0250-2013-13
	2,0 x 1,5	0250-2015-13	R-0250-2015-13
	2,0 x 2,0	0250-2020-13	R-0250-2020-13

	misura cm.	Codice	
		Monouso	Riusabile
SQUARE LOOP	1,0 x 0,4	0260-1004-13	R-0260-1004-13
	1,0 x 0,5	0260-1005-13	R-0260-1005-13
	1,0 x 0,7	0260-1007-13	R-0260-1007-13
	1,0 x 0,8	0260-1008-13	R-0260-1008-13
	1,0 x 1,0	0260-1010-13	R-0260-1010-13