

MANIPOLI ELETTROCHIRURGICI RIUSABILI CON COMANDO A PEDALE



Manipoli a cavo staccabile
o a cavo fisso.

Innesti da 4 e da 8 mm. per
i più comuni elettrobisturi

Cavo con connettore femmina
da 4 mm. ad attacco rapido
compatibile con pinze
monopolari.

HOSPITAL'S PEN

Sono fabbricati in tornitura da materiale di alta qualità e resistenza al calore che garantisce lunga durata di vita effettiva .

Interamente smontabili per consentire un'accurata pulizia e sterilizzabili in autoclave a vapore.

Vengono forniti con un elettrodo a lama riusabile ed sono dotati di mandrino per il serraggio delle lame elettrochirurgiche. Il cavo in silicone è estremamente flessibile e consente un'ottima manipolazione senza affaticare la mano ed il polso del chirurgo.

Il cavo può essere fisso o staccabile; quest'ultimo è dotato di uno spinotto per la rapida sostituzione del manipolo ad esempio con una pinza monopolare.

1. Staccare il manipolo



2. Inserire la pinza monopolare o manipolo con elettrodo diverso.



Per soddisfare le diverse necessità operatorie, a richiesta possono essere forniti manipoli e cavi di diversa lunghezza. Il manipolo con cavo staccabile permette di utilizzare, sostituendoli rapidamente in maniera pratica, sicura e veloce, manipoli corredati di elettrodi diversi (lunghi o corti, per taglio o cauterizzazione) o di sostituire il manipolo con una pinza monopolare evitando di dovere connettere cavi diversi o, peggio ancora, di ricorrere a contatti precari (manipolo / pinze) che causano pericolose scariche elettriche.

CODICE	CAVO	LUNGHEZZA	SPINOTTO
0202 / RF83	Fisso	cm. 300	Ø mm. 8
0202 / RF85	Fisso	cm. 500	Ø mm. 8
0202 / RF43	Fisso	cm. 300	Ø mm. 4
0202 / RF45	Fisso	cm. 500	Ø mm. 4
0202 / RA3	Fisso	cm.300	Attacco per Alsatom
0202 / R83	Staccabile	cm. 300	Ø mm. 8
0202 / R85	Staccabile	cm. 500	Ø mm. 8
0202 / R43	Staccabile	cm. 300	Ø mm. 4
0202 / R45	Staccabile	cm. 500	Ø mm. 4
0202 / RA3	Staccabile	cm.300	Attacco per Alsatom
0202 / RA5	Staccabile	cm.500	Attacco per Alsatom

Sono disponibili inoltre i seguenti ricambi:

CODICE	DESCRIZIONE
Cod. 0202 – 15 / R	Manipolo lunghezza cm. 15 senza cavo con innesto rapido maschio da Ø 4 mm.
Cod. 0202 – 24 / R	Manipolo lunghezza cm. 24 senza cavo con innesto rapido maschio da Ø 4 mm.
Cod. 030 / AL 83	Cavo di connessione lunghezza mt. 3 per elettrobisturi con attacco Ø 8 mm.
Cod. 030 / AL 85	Cavo di connessione lunghezza mt. 5 per elettrobisturi con attacco Ø 8 mm.
Cod. 030 / AL 43	Cavo di connessione lunghezza mt. 3 per elettrobisturi con attacco Ø 4 mm.
Cod. 030 / AL 45	Cavo di connessione lunghezza mt. 3 per elettrobisturi con attacco Ø 4 mm.